

Drifftidsmätare

TICvib

Nordic Battery Drifftidsmätare är konstruerad för att informera om hur många timmar rullstolen har varit i rörelse.

Den är lätt att installera, då den inte kräver någon elektrisk anslutning. Mätaren har ett inbyggt batteri och kräver endast mekanisk montering.

Enheten innehåller en vibrationsgivare som känner av rörelse och vibrationer.



Fördelar

- Lätt att installera
- Lätt att använda
- Lätt att flytta
- Flamsäkert hölje
- Underlättar för servicetekniker
- Underlättar för arbetsterapeuten

Teknisk data

Artikelnummer	90272
Ean nummer	73 500 16452724
Spänning	Inbyggt ba
Dimensioner	54x37x15 mm
Vikt	40 g

Huvudkontor
Marieholmsgatan 2
S-415 02 Göteborg
SWEDEN
Tel:+46(0)31-21 20 00
Fax:+46(0)31-21 20 66

Avd.kontor
Äggelundavägen 2
175 62 Järfälla
SWEDEN
Tel: +46(0)8-760 42 93
Fax: +46(0)8-760 85 27

info@nordicbattery.com
www.nordicbattery.com